

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 755аэм-442

Место проведения аукциона: **600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68**
 Дата и время начала проведения аукциона: **13 октября 2009 г. в 9:00** по московскому времени
 Дата и время окончания проведения аукциона: **15 октября 2009 г. в 9:57** по московскому времени
 Адрес сайта в сети «Интернет», на котором осуществлялось проведение аукциона: www.etpvo.ru

Муниципальный заказчик: МУЗ "Городская больница № 3" г.Владимира.

Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа администрации города Владимира.

Оператор электронной торговой площадки: Государственное специализированное учреждение Владимирской области «Фонд государственного имущества Владимирской области».

Источник финансирования: Внебюджетные источники финансирования.

Основание: извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в газете «Перископ Владимир» от 29 сентября 2009 г.

Предмет муниципального контракта: Поставка реактивов для нужд МУЗ "Городская больница № 3".

Количество: см.приложение.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 951 761.60 руб.

Цена контракта устанавливается с учетом налогов, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

Место, условия, сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: МУЗ "Городская больница № 3", г.Владимир, ул.Каманина, д.25.

Поставка осуществляется транспортом поставщика до склада получателя. Разгрузка силами и средствами поставщика. 4 квартал 2009 г.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Безналичный расчет в рублях РФ.

В течение 30 календарных дней по факту поставки, по товарно-транспортным накладным и счетам-фактурам без предоплаты по безналичному расчету.

по факту поставки, по товарно-транспортным накладным и счетам-фактурам без предоплаты по безналичному расчету.

Требования к сроку и (или) объему предоставления качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): В соответствии с сертификатами качества. Остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки должен составлять не менее 80 %.

100%

Товар поставляется в ненарушенной упаковке с соблюдением условий хранения.

Дополнительные требования к предмету муниципального контракта: Соответствие стандартам ГОСТ, при поставке на каждую партию товара: предоставление копии сертификата соответствия (Постановления Правительства РФ № 1013 от 13.08.1997 г.) или декларации о соответствии (Постановление Правительства РФ № 766 от 07.07.1999г.). Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№.№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Поставка реактивов для нужд МУЗ «Городская больница №3»
2.	Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)	В соответствии с приложением
3.	Требования к качеству товара	В соответствии с приложением
4.	Требования к техническим характеристикам товара (технические характеристики товара или его комплектующие)	<i>При поставке на каждую партию товара:</i> предоставление копии сертификата соответствия (Постановление Правительства № 1013 от 13.08.1997 г.) или декларации о соответствии (Постановление Правительства РФ № 766 от 07.07.1999г.).
5.	Требования к безопасности товара (указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем - со ссылкой на регламентирующий документ)	Товар поставляется в ненарушенной упаковке с соблюдением условий хранения.
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	ГОСТ в соответствии с наименованием продукции.
7.	Требования к размерам и упаковке товара	В соответствии с действующим законодательством, требованиями, установленными к упаковке.
8.	Требования к отгрузке товара (доставка до склада получателя, транспортом поставщика, разгрузка и погрузка силами и средствами поставщика, самовывоз и др.)	Поставка осуществляется транспортом поставщика до склада получателя. Разгрузка силами и средствами поставщика.
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются иные показатели в соответствии с действующим законодательством)	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа-

Требования к предмету муниципального контракта

№ п/п	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во
1.	Набор реактивов для иммуноферментного определения ТИРЕОТРОПНОГО	Алкор-Био, Россия	Набор состоит из: Стрипы с моноклональными антителам к ТТГ – 1 уп Калибровочные пробы – 6 фл Контрольная сыворотка – 1 фл	наб.	10

№ п/п	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика		Единица измерения	Кол-во																																					
	ГОРМОНА в сыворотке и плазме крови количественный		Конъюгат Е – 1 фл Буфер Р – 1 фл Раствор ТМБ – 1 фл Стоп-реагент – 1 фл Прозрачный пластиковый пакет с замком – 1 шт Метод: твердофазный иммуноферментный, диапазон определяемых концентраций: 0,1-12 мкМЕ/мл																																								
2.	Набор реагентов для иммуноферментного определения СВОБОДНОГО ТИРОКСИНА в сыворотке и плазме крови	Алкор-Био, Россия	Набор состоит из: 6.2. Стрипы с моноклональными антителам к тироксину – 1 уп 6.3. Калибровочные пробы – 6 фл 6.4. Контрольная сыворотка – 1 фл 6.5. Конъюгат Е – 1 фл 6.6. Буфер Р – 1 фл 6.7. Раствор ТМБ – 1 фл 6.8. Стоп-реагент – 1 фл 6.9. Прозрачный пластиковый пакет с замком – 1 шт Метод: твердофазный иммуноферментный, диапазон определяемых концентраций: 2-100 пМЕ/мл		наб.	5																																					
3.	Набор реагентов для иммуноферментного определения ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	<table border="1"> <tr> <td>Принцип анализа</td> <td>Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ</td> </tr> <tr> <td>Количество анализов (включая контроли)</td> <td>96 анализов</td> </tr> <tr> <td>Формат планшета</td> <td>96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок</td> </tr> <tr> <td>Образец для анализа</td> <td>Сыворотка, плазма</td> </tr> <tr> <td>Температура инкубации</td> <td>37°C</td> </tr> <tr> <td>Общее время инкубации</td> <td>Не более 75 минут</td> </tr> <tr> <td>Хромогенный субстрат</td> <td>Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению</td> </tr> <tr> <td>Регистрация ИФА реакции</td> <td>Фотометрический метод при длине волны: 450 нм</td> </tr> <tr> <td>Метод ИФА анализа</td> <td>Количественный</td> </tr> <tr> <td>Калибровочные пробы</td> <td>6 калибровочных проб, содержащих 0, 10, 25, 50, 100, 200 МЕд/л ХГ. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.</td> </tr> <tr> <td>Контрольная сыворотка</td> <td>Наличие</td> </tr> <tr> <td>Диапазон выявления концентраций</td> <td>10-200 МЕ/л</td> </tr> <tr> <td>Чувствительность</td> <td><5 МЕ/л</td> </tr> <tr> <td>Комплектация</td> <td>Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.</td> </tr> <tr> <td>Остаточный срок годности на момент поставки</td> <td>Не менее 80%</td> </tr> <tr> <td>Инструкция по использованию набора (язык)</td> <td>Русский</td> </tr> <tr> <td>Упаковка</td> <td>Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.</td> </tr> <tr> <td>Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.</td> <td>Наличие</td> </tr> <tr> <td>Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680</td> <td>Наличие</td> </tr> </table>	Принцип анализа	Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ	Количество анализов (включая контроли)	96 анализов	Формат планшета	96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок	Образец для анализа	Сыворотка, плазма	Температура инкубации	37°C	Общее время инкубации	Не более 75 минут	Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению	Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм	Метод ИФА анализа	Количественный	Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 10, 25, 50, 100, 200 МЕд/л ХГ. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.	Контрольная сыворотка	Наличие	Диапазон выявления концентраций	10-200 МЕ/л	Чувствительность	<5 МЕ/л	Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.	Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%	Инструкция по использованию набора (язык)	Русский	Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.	Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие	Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие	наб.	15
Принцип анализа	Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ																																										
Количество анализов (включая контроли)	96 анализов																																										
Формат планшета	96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок																																										
Образец для анализа	Сыворотка, плазма																																										
Температура инкубации	37°C																																										
Общее время инкубации	Не более 75 минут																																										
Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению																																										
Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм																																										
Метод ИФА анализа	Количественный																																										
Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 10, 25, 50, 100, 200 МЕд/л ХГ. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.																																										
Контрольная сыворотка	Наличие																																										
Диапазон выявления концентраций	10-200 МЕ/л																																										
Чувствительность	<5 МЕ/л																																										
Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.																																										
Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%																																										
Инструкция по использованию набора (язык)	Русский																																										
Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.																																										
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие																																										
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие																																										
4.	Набор реагентов для иммуноферментного определения ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОН-СУЛЬФАТА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	<table border="1"> <tr> <td>Принцип анализа</td> <td>Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ</td> </tr> <tr> <td>Количество анализов (включая контроли)</td> <td>96 анализов</td> </tr> <tr> <td>Формат планшета</td> <td>96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок</td> </tr> <tr> <td>Образец для анализа</td> <td>Сыворотка, плазма</td> </tr> <tr> <td>Температура инкубации</td> <td>37°C</td> </tr> <tr> <td>Общее время инкубации</td> <td>Не более 90 минут</td> </tr> <tr> <td>Хромогенный субстрат</td> <td>Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению</td> </tr> <tr> <td>Регистрация ИФА реакции</td> <td>Фотометрический метод при длине волны: 450 нм</td> </tr> <tr> <td>Метод ИФА анализа</td> <td>Количественный</td> </tr> <tr> <td>Калибровочные пробы</td> <td>6 калибровочных проб, содержащих 0, 0,1, 0,3, 1, 3, 10 мкг/мл ДЭАС. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.</td> </tr> <tr> <td>контрольная сыворотка</td> <td>Наличие</td> </tr> <tr> <td>Диапазон выявления концентраций</td> <td>0,1-10 мкг/мл</td> </tr> </table>	Принцип анализа	Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ	Количество анализов (включая контроли)	96 анализов	Формат планшета	96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок	Образец для анализа	Сыворотка, плазма	Температура инкубации	37°C	Общее время инкубации	Не более 90 минут	Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению	Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм	Метод ИФА анализа	Количественный	Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 0,1, 0,3, 1, 3, 10 мкг/мл ДЭАС. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.	контрольная сыворотка	Наличие	Диапазон выявления концентраций	0,1-10 мкг/мл	шт	4														
Принцип анализа	Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ																																										
Количество анализов (включая контроли)	96 анализов																																										
Формат планшета	96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок																																										
Образец для анализа	Сыворотка, плазма																																										
Температура инкубации	37°C																																										
Общее время инкубации	Не более 90 минут																																										
Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению																																										
Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм																																										
Метод ИФА анализа	Количественный																																										
Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 0,1, 0,3, 1, 3, 10 мкг/мл ДЭАС. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.																																										
контрольная сыворотка	Наличие																																										
Диапазон выявления концентраций	0,1-10 мкг/мл																																										

№ п/п	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика		Единица измерения	Кол-во
			Чувствительность	0,05 мкг/мл		
			Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.		
			Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%		
			Инструкция по использованию набора (язык)	Русский		
			Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.		
			Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие		
			Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие		
5.	Набор реагентов для иммуноферментного определения ПРОГЕСТЕРОНА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	Принцип анализа	Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ	наб.	4
			Количество анализов (включая контроли)	96 анализов		
			Формат планшета	96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок		
			Образец для анализа	Сыворотка, плазма		
			Температура инкубации	37°C		
			Общее время инкубации	Не более 75 минут		
			Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению		
			Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм		
			Метод ИФА анализа	Количественный		
			Калибровочные пробы	6 калибраторов: 0, 1, 4, 10, 40, 100 нмоль/л прогестерона. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.		
			Контрольная сыворотка	Наличие		
			Диапазон выявления концентраций	1-100 нмоль/л		
			Чувствительность	0,3нмоль/л		
			Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.		
			Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%		
			Инструкция по использованию набора (язык)	Русский		
Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.					
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие					
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие					
6.	Набор реагентов для иммуноферментного определения КОРТИЗОЛА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	Принцип анализа	Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ	наб.	3
			Количество анализов (включая контроли)	96 анализов		
			Формат планшета	96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок		
			Образец для анализа	Сыворотка, плазма		
			Температура инкубации	37°C		
			Общее время инкубации	Не более 75 минут		
			Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению		
			Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм		
			Метод ИФА анализа	Количественный		
			Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 40, 80, 200, 600, 2000 нмоль/л Кортизола. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.		
			контрольная сыворотка	Наличие		
			Диапазон выявления концентраций	40-2000 нмоль/л		
			Чувствительность	25 нмоль/л		

№ п/п	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика		Единица измерения	Кол-во
			Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.		
			Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%		
			Инструкция по использованию набора (язык)	Русский		
			Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.		
			Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие		
			Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие		
7.	Набор реагентов для иммуноферментного определения ЛЮТЕОТРОПНОГО ГОРМОНА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	Образец для анализа	Сыворотка, плазма	наб.	4
			Температура инкубации	37°C		
			Общее время инкубации	Не более 135 минут		
			Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению		
			Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм		
			Метод ИФА анализа	Количественный		
			Калибровочные пробы	5 калибровочных проб, содержащих 0, 5, 25, 50, 100 МЕ/л ЛГ. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.		
			Контрольная сыворотка	Наличие		
			Диапазон выявления концентраций	5-100 МЕ/л		
			Чувствительность	<2 МЕ/л		
			Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.		
			Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%		
			Инструкция по использованию набора (язык)	Русский		
			Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.		
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие					
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие					
8.	Набор реагентов для иммуноферментного определения Антигена СА-125 в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	Принцип анализа	Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ	наб.	3
			Количество анализов (включая контроли)	96 анализов		
			Формат планшета	96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок		
			Образец для анализа	Сыворотка, плазма		
			Температура инкубации	37°C		
			Общее время инкубации	Не более 60 минут		
			Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению		
			Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм		
			Метод ИФА анализа	Количественный		
			Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 25, 50, 100, 200, 400 Ед/мл СА-125. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.		
			Контрольная сыворотка	Наличие		
			Диапазон выявления концентраций	25-400 Ед/мл		
			Чувствительность	10 Ед/мл		
			Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.		
Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%					
Инструкция по использованию набора (язык)	Русский					

№ п/п	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика		Единица измерения	Кол-во
			Упаковка	Прозрачная zipперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.		
			Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие		
			Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие		
9.	Набор реагентов для иммуноферментного определения ОБЩЕГО ПРОСТАТСПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	Принцип анализа	Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ	наб.	3
			Количество анализов (включая контроли)	96 анализов		
			Формат планшета	96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок		
			Образец для анализа	Сыворотка, плазма		
			Температура инкубации	37°C		
			Общее время инкубации	Не более 75 минут		
			Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению		
			Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм		
			Метод ИФА анализа	Количественный		
			Калибровочные пробы	5 калибровочных проб, содержащих 0, 1.5, 5, 10, 50, 30, нг/мл Об ПСА. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.		
			Контрольная сыворотка	Наличие		
			Диапазон выявления концентраций	1,5-30 нг/мл		
			Чувствительность	0,3 нг/мл		
			Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.		
			Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%		
			Инструкция по использованию набора (язык)	Русский		
			Упаковка	Прозрачная zipперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.		
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие					
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие					
10.	Набор реагентов для иммуноферментного определения ГОРМОНА РОСТА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	Принцип анализа	Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ	наб.	3
			Количество анализов (включая контроли)	96 анализов		
			Формат планшета	96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок		
			Образец для анализа	Сыворотка, плазма		
			Температура инкубации	18-25°C		
			Общее время инкубации	Не более 120 минут		
			Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению		
			Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм		
			Метод ИФА анализа	Количественный		
			Калибровочные пробы	5 калибровочных проб, содержащие 0, 1, 10, 25, 50 мМЕ/л ГР. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.		
			Контрольная сыворотка	Наличие		
			Диапазон выявления концентраций	1-50 мМЕ/л		
			Чувствительность	0,25 мМЕ/л		
			Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.		
			Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%		
			Инструкция по использованию набора (язык)	Русский		
			Упаковка	Прозрачная zipперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.		
Цветовая индикация	Наличие					

№ п/п	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика		Единица измерения	Кол-во
			внесения реагентов в лунку.			
			Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие		
11.	Набор реагентов для иммуноферментного определения ЭСТРАДИОЛА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	Принцип анализа	Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ	наб.	3
			Количество анализов (включая контроли)	96 анализов		
			Формат планшета	96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок		
			Образец для анализа	Сыворотка, плазма		
			Температура инкубации	37°C		
			Общее время инкубации	Не более 120 минут		
			Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению		
			Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм		
			Метод ИФА анализа	Количественный		
			Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 0,1, 0,3, 1, 3, 20 нмоль/л Эстрадиола. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.		
			Контрольная сыворотка	Наличие		
			Диапазон выявления концентраций	0,1-20,0 нмоль/л		
			Чувствительность	0,05 нмоль/л		
			Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.		
			Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%		
			Инструкция по использованию набора (язык)	Русский		
Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.					
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие					
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие					
12.	Набор реагентов для иммуноферментного определения общего ТЕСТОСТЕРОНА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	Принцип анализа	Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ	наб.	5
			Количество анализов (включая контроли)	96 анализов		
			Формат планшета	96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок		
			Образец для анализа	Сыворотка, плазма		
			Температура инкубации	37°C		
			Общее время инкубации	75 минут		
			Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению		
			Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм		
			Метод ИФА анализа	Количественный		
			Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 1, 5, 10, 20, 40 нмоль/л Тестостерона. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.		
			Контрольная сыворотка	2 контрольные сыворотки		
			Диапазон выявления концентраций	0,1-40 нмоль/л		
			Чувствительность	2,5 нмоль/л		
			Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.		
			Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%		
			Инструкция по использованию набора (язык)	Русский		
Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.					
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие					

№ п/п	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика		Единица измерения	Кол-во
13.	Набор реагентов для иммуноферментного определения ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩЕГО ГОРМОНА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие	наб.	5
			Принцип анализа	Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ		
			Количество анализов (включая контроли)	96 анализов		
			Формат планшета	96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок		
			Образец для анализа	Сыворотка, плазма		
			Температура инкубации	37°C		
			Общее время инкубации	Не более 135 минут		
			Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению		
			Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм		
			Метод ИФА анализа	Количественный		
			Калибровочные пробы	5 калибровочных проб, содержащие 0, 5, 25, 50, 100 МЕ/л ФСГ. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.		
			Контрольная сыворотка	Наличие		
			Диапазон выявления концентраций	5-100 МЕ/л		
			Чувствительность	<2 МЕ/л		
			Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.		
			Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%		
			Инструкция по использованию набора (язык)	Русский		
Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.					
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие					
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие					
14.	Набор реагентов для иммуноферментного определения АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИНА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	Принцип анализа	Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ	наб.	2
			Количество анализов (включая контроли)	96 анализов		
			Формат планшета	96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок		
			Образец для анализа	Сыворотка, плазма		
			Температура инкубации	37°C		
			Общее время инкубации	Не более 75 минут		
			Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению		
			Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм		
			Метод ИФА анализа	Количественный		
			Калибровочные пробы	5 калибровочных проб, содержащих 0, 10, 20, 100, 200 Ед/мл АФП. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.		
			Контрольная сыворотка	Наличие		
			Диапазон выявления концентраций	10-200 Ед/мл		
			Чувствительность	5 Ед/мл		
			Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.		
			Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%		
			Инструкция по использованию набора (язык)	Русский		
			Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.		
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие					
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие					
15.	Набор реагентов для	Хема, Россия	Принцип анализа	Непрямой двустадийный иммуноферментный	наб.	3

№ п/п	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика		Единица измерения	Кол-во
	иммуноферментного определения АУТОАНТИТЕЛ К ТИРЕОГЛОБУЛИНУ в сыворотке и плазме крови			анализ		
			Количество анализов (включая контроли)	96 анализов		
			Формат планшета	96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок		
			Образец для анализа	Сыворотка, плазма		
			Температура инкубации	18-25°C		
			Общее время инкубации	Не более 75 минут		
			Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению		
			Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм		
			Метод ИФА анализа	Количественный		
			Калибровочные пробы	5 калибровочных проб, содержащих 0, 100, 300, 1000, 3000 МЕ/мл АТ-ТГ. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.		
			контрольная сыворотка	Наличие		
			Диапазон выявления концентраций	100 -3000 МЕ/мл		
			Чувствительность	30 МЕ/мл		
			Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.		
			Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%		
			Инструкция по использованию набора (язык)	Русский		
			Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.		
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие					
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие					
16.	Набор реагентов для иммуноферментного определения АУТОАНТИТЕЛ К ТИРЕОПЕРОКСИДАЗЕ в сыворотке крови	Хема, Россия	Принцип анализа	Непрямой двустадийный иммуноферментный анализ	наб.	3
			Количество анализов (включая контроли)	96 анализов		
			Формат планшета	96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок		
			Образец для анализа	Сыворотка, плазма		
			Температура инкубации	18-25°C		
			Общее время инкубации	Не более 75 минут		
			Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению		
			Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм		
			Метод ИФА анализа	Количественный		
			Калибровочные пробы	5 калибровочных проб, содержащих 0, 30, 100, 300, 1000 МЕ/мл АТ-ТПО. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.		
			контрольная сыворотка	Наличие		
			Диапазон выявления концентраций	30 -100 МЕ/мл		
			Чувствительность	10 МЕ/мл		
			Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.		
			Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%		
			Инструкция по использованию набора (язык)	Русский		
			Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.		
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие					
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие					
17.	Набор реагентов для иммуноферментного определения	Хема, Россия	Принцип анализа	Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ	наб.	8
			Количество анализов	96 анализов		

№ п/п	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во																																																																																																																																																																															
	ПРОЛАКТИНА в сыворотке и плазме крови		(включая контроли) Формат планшета: 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок Образец для анализа: Сыворотка, плазма Температура инкубации: 37°C Общее время инкубации: Не более 135 минут Хромогенный субстрат: Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению Регистрация ИФА реакции: Фотометрический метод при длине волны: 450 нм Метод ИФА анализа: Количественный Калибровочные пробы: 0, 100, 200, 1000, 2000 мМЕ/л ПР. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита. Контрольная сыворотка: Наличие Диапазон выявления концентраций: 100-2000 МЕ/л Чувствительность: <50 МЕ/л Комплектация: Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет. Остаточный срок годности на момент поставки: Не менее 80% Инструкция по использованию набора (язык): Русский Упаковка: Прозрачная зипперная. Целфеновая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку: Наличие Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680: Наличие																																																																																																																																																																																	
18.	Гормокон набор контролей для иммуноанализа	Хема, Россия	Перечень используемых производителей тест-систем и анализаторов Хема-Медика (ИФА), Россия Алкор-Био (ИФА), Россия Вектор-Бест (ИФА), Россия НВО Иммунотех (ИФА), Россия Abbott Laboratories (Abbott Axsym), США Bayer Diagnostics (Bayer Advia Centaur), США Diagnostic Products Corporation (DPC Immulite 2000), США Roche Diagnostics GmbH (Roche Elecsys 2010), Германия <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Описание</th> <th>К-во</th> <th>Ед-цы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Контроль N (средний уровень), по 2мл</td> <td>2</td> <td>шт</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Контроль H (высокий уровень), по 2 мл</td> <td>2</td> <td>шт</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Инструкция Набор контролей ГормоКон, русская</td> <td>1</td> <td>шт</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Паспорт контроля качества Набор контролей ГормоКон</td> <td>1</td> <td>шт</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">Аналит</th> <th rowspan="2">Единицы</th> <th colspan="3">Контроль N</th> <th colspan="3">Контроль H</th> </tr> <tr> <th>среднее</th> <th colspan="2">диапазон</th> <th>среднее</th> <th colspan="2">диапазон</th> </tr> <tr> <td>ТТГ</td> <td>мМЕ/л</td> <td>1,76</td> <td>1,58</td> <td>1,94</td> <td>8,2</td> <td>7,38</td> <td>9,02</td> </tr> <tr> <td>ЛГ</td> <td>МЕд/л</td> <td>9,9</td> <td>8,91</td> <td>10,89</td> <td>26,3</td> <td>23,67</td> <td>28,93</td> </tr> <tr> <td>ФСГ</td> <td>МЕд/л</td> <td>31,6</td> <td>28,44</td> <td>34,76</td> <td>>50</td> <td>>50</td> <td>>50</td> </tr> <tr> <td>ХГ</td> <td>МЕд/л</td> <td>2,5</td> <td>2,25</td> <td>2,75</td> <td>32,5</td> <td>29,25</td> <td>35,75</td> </tr> <tr> <td>Гормон роста</td> <td>мМЕ/л</td> <td>26</td> <td>23,40</td> <td>28,60</td> <td>>50</td> <td>>50</td> <td>>50</td> </tr> <tr> <td>Пролактин</td> <td>мМЕ/л</td> <td>163</td> <td>146,70</td> <td>179,30</td> <td>1678</td> <td>1510,20</td> <td>1845,80</td> </tr> <tr> <td>ТЗ</td> <td>нмоль/л</td> <td>3,3</td> <td>2,97</td> <td>3,63</td> <td>10,02</td> <td>9,02</td> <td>11,02</td> </tr> <tr> <td>св ТЗ</td> <td>пмоль/л</td> <td>7,5</td> <td>6,75</td> <td>8,25</td> <td>23,9</td> <td>21,51</td> <td>26,29</td> </tr> <tr> <td>Т4</td> <td>нмоль/л</td> <td>85</td> <td>76,50</td> <td>93,50</td> <td>261</td> <td>234,90</td> <td>287,10</td> </tr> <tr> <td>св Т4</td> <td>пмоль/л</td> <td>16,2</td> <td>14,58</td> <td>17,82</td> <td>57,9</td> <td>52,11</td> <td>63,69</td> </tr> <tr> <td>Прогестерон</td> <td>нмоль/л</td> <td>16,2</td> <td>14,58</td> <td>17,82</td> <td>>100</td> <td>>100</td> <td>>100</td> </tr> <tr> <td>Эстрадиол</td> <td>нмоль/л</td> <td>0,27</td> <td>0,24</td> <td>0,30</td> <td>4,91</td> <td>4,42</td> <td>5,40</td> </tr> <tr> <td>Тестостерон</td> <td>нмоль/л</td> <td>3,52</td> <td>3,17</td> <td>3,87</td> <td>25,6</td> <td>23,04</td> <td>28,16</td> </tr> <tr> <td>Кортизол</td> <td>нмоль/л</td> <td>299,3</td> <td>269,37</td> <td>329,23</td> <td>982,4</td> <td>884,16</td> <td>1080,64</td> </tr> <tr> <td>ДЭАС</td> <td>мкг/мл</td> <td>0,81</td> <td>0,73</td> <td>0,89</td> <td>17,3</td> <td>15,57</td> <td>19,03</td> </tr> <tr> <td>17-ОН-Прогестерон</td> <td>нмоль/л</td> <td>2,1</td> <td>1,89</td> <td>2,31</td> <td>23,8</td> <td>21,42</td> <td>26,18</td> </tr> <tr> <td>IgE</td> <td>МЕд/мл</td> <td>125,00</td> <td>112,50</td> <td>137,50</td> <td>290,0</td> <td>261,0</td> <td>319,0</td> </tr> </tbody> </table>	Описание			К-во	Ед-цы	Контроль N (средний уровень), по 2мл			2	шт	Контроль H (высокий уровень), по 2 мл			2	шт	Инструкция Набор контролей ГормоКон, русская			1	шт	Паспорт контроля качества Набор контролей ГормоКон			1	шт	Аналит	Единицы	Контроль N			Контроль H			среднее	диапазон		среднее	диапазон		ТТГ	мМЕ/л	1,76	1,58	1,94	8,2	7,38	9,02	ЛГ	МЕд/л	9,9	8,91	10,89	26,3	23,67	28,93	ФСГ	МЕд/л	31,6	28,44	34,76	>50	>50	>50	ХГ	МЕд/л	2,5	2,25	2,75	32,5	29,25	35,75	Гормон роста	мМЕ/л	26	23,40	28,60	>50	>50	>50	Пролактин	мМЕ/л	163	146,70	179,30	1678	1510,20	1845,80	ТЗ	нмоль/л	3,3	2,97	3,63	10,02	9,02	11,02	св ТЗ	пмоль/л	7,5	6,75	8,25	23,9	21,51	26,29	Т4	нмоль/л	85	76,50	93,50	261	234,90	287,10	св Т4	пмоль/л	16,2	14,58	17,82	57,9	52,11	63,69	Прогестерон	нмоль/л	16,2	14,58	17,82	>100	>100	>100	Эстрадиол	нмоль/л	0,27	0,24	0,30	4,91	4,42	5,40	Тестостерон	нмоль/л	3,52	3,17	3,87	25,6	23,04	28,16	Кортизол	нмоль/л	299,3	269,37	329,23	982,4	884,16	1080,64	ДЭАС	мкг/мл	0,81	0,73	0,89	17,3	15,57	19,03	17-ОН-Прогестерон	нмоль/л	2,1	1,89	2,31	23,8	21,42	26,18	IgE	МЕд/мл	125,00	112,50	137,50	290,0	261,0	319,0	наб.	1
Описание			К-во	Ед-цы																																																																																																																																																																																
Контроль N (средний уровень), по 2мл			2	шт																																																																																																																																																																																
Контроль H (высокий уровень), по 2 мл			2	шт																																																																																																																																																																																
Инструкция Набор контролей ГормоКон, русская			1	шт																																																																																																																																																																																
Паспорт контроля качества Набор контролей ГормоКон			1	шт																																																																																																																																																																																
Аналит	Единицы	Контроль N			Контроль H																																																																																																																																																																															
		среднее	диапазон		среднее	диапазон																																																																																																																																																																														
ТТГ	мМЕ/л	1,76	1,58	1,94	8,2	7,38	9,02																																																																																																																																																																													
ЛГ	МЕд/л	9,9	8,91	10,89	26,3	23,67	28,93																																																																																																																																																																													
ФСГ	МЕд/л	31,6	28,44	34,76	>50	>50	>50																																																																																																																																																																													
ХГ	МЕд/л	2,5	2,25	2,75	32,5	29,25	35,75																																																																																																																																																																													
Гормон роста	мМЕ/л	26	23,40	28,60	>50	>50	>50																																																																																																																																																																													
Пролактин	мМЕ/л	163	146,70	179,30	1678	1510,20	1845,80																																																																																																																																																																													
ТЗ	нмоль/л	3,3	2,97	3,63	10,02	9,02	11,02																																																																																																																																																																													
св ТЗ	пмоль/л	7,5	6,75	8,25	23,9	21,51	26,29																																																																																																																																																																													
Т4	нмоль/л	85	76,50	93,50	261	234,90	287,10																																																																																																																																																																													
св Т4	пмоль/л	16,2	14,58	17,82	57,9	52,11	63,69																																																																																																																																																																													
Прогестерон	нмоль/л	16,2	14,58	17,82	>100	>100	>100																																																																																																																																																																													
Эстрадиол	нмоль/л	0,27	0,24	0,30	4,91	4,42	5,40																																																																																																																																																																													
Тестостерон	нмоль/л	3,52	3,17	3,87	25,6	23,04	28,16																																																																																																																																																																													
Кортизол	нмоль/л	299,3	269,37	329,23	982,4	884,16	1080,64																																																																																																																																																																													
ДЭАС	мкг/мл	0,81	0,73	0,89	17,3	15,57	19,03																																																																																																																																																																													
17-ОН-Прогестерон	нмоль/л	2,1	1,89	2,31	23,8	21,42	26,18																																																																																																																																																																													
IgE	МЕд/мл	125,00	112,50	137,50	290,0	261,0	319,0																																																																																																																																																																													
19.	Изотонический раствор	Реамед, Россия	Пластиковая непрозрачная канистра, объемом 10 литров с жидким раствором, предназначенным для гематологического анализатора Адвия 60.	уп.	10																																																																																																																																																																															
20.	Промывающий раствор	Реамед, Россия	Пластиковый непрозрачный флакон, объемом 1 литр с жидким раствором, предназначенным для гематологического анализатора Адвия 60.	уп.	10																																																																																																																																																																															
21.	Лизирующий раствор	Реамед, Россия	Пластиковый непрозрачный флакон, объемом 1 литр с жидким раствором, предназначенным для гематологического анализатора Адвия 60.	уп.	5																																																																																																																																																																															

№ п/п	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во
22.	Р-р по Романовскому	Минимед, Россия	Пластиковый непрозрачный флакон, объемом 1 литр с жидким раствором	л	10
23.	Р-р по Май-Грюнвальду	Минимед, Россия	Пластиковый непрозрачный флакон, объемом 1 литр с жидким раствором	л	10
24.	Системный гемолизирующий раствор	Диакон, Россия	Пластиковый непрозрачный флакон, объемом 1 литр с жидким раствором	уп.	4
25.	АЛАТ-ALAT-GPT 118	Биокон, Германия	Набор состоит из: 110 мл - буфер, 10 фл x 10 мл ферментный реагент	наб.	6
26.	АсАТ-ASAT-GOT 117	Биокон, Германия	Набор состоит из: 110 мл - буфер, 10 фл x 10 мл ферментный реагент	наб.	6
27.	Набор для определения креатинина кин.	Диакон, Россия	<p>Принцип метода</p> <p>Метод основан на реакции Яффе. Креатинин в щелочной среде взаимодействует с пикриновой кислотой с образованием окрашенного комплекса, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации креатинина в образце и измеряется фотометрически при длине волны 500 (490 - 510) нм.</p> <p>Состав набора: 3x100 мл + 3x100 мл + 2x3 мл стандарт</p> <p>Реагент 1: Пикриновая кислота, ммоль/л 35,2</p> <p>Реагент 2: Гидроокись натрия, моль/л 0,32</p> <p>Реагент 3: Калибратор, мкмоль/л 177</p> <p>Аналитические характеристики</p> <p>Набор обеспечивает линейную область определения концентрации креатинина в диапазоне от 35,4 до 1062 мкмоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 25 мкмоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%.</p>	наб.	5
28.	Набор для определения мочевины кин.	Диакон, Россия	<p>Принцип метода</p> <p>Уреаза катализирует гидролиз мочевины с образованием аммиака и углекислого газа. При взаимодействии аммиака с а-кетоглутаратом в присутствии глутаматдегидрогеназы происходит окисление НАДН. Скорость окисления НАДН прямо пропорциональна концентрации мочевины и измеряется фотометрически.</p> <p>Состав набора 5x80 мл + 1x100 мл + 2x3,0 мл стандарт</p> <p>Реагент 1: Трис-буфер рН, ммоль/л 120 а-кетоглутарат, ммоль/л 7 АДФ, ммоль/л 0,6 Уреаза, Е/л 6000 Глутаматдегидрогеназа, Е/л 1000 Азид натрия, г/л 0,95</p> <p>Реагент 2: НАДН, ммоль/л 0,25 Азид натрия, г/л 0,95</p> <p>Реагент 3: Калибратор, ммоль/л 8,3</p> <p>Аналитические характеристики</p> <p>Набор обеспечивает линейную область определения концентрации мочевины в диапазоне от 2,0 до 50 ммоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 1,0 ммоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%.</p>	наб.	10
29.	Набор для определения холестерина	Диакон, Россия	<p>Принцип метода</p> <p>При гидролизе эфиров холестерина холестеринэстеразой образуется свободный холестерин. Образовавшийся в результате гидролиза и имеющийся в пробе холестерин окисляется кислородом воздуха под действием холестериноксидазы с образованием эквимольных количеств перекиси водорода. Под действием пероксидазы перекись водорода окисляет хромогенные субстраты с образованием окрашенного соединения, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации холестерина в пробе и измеряется фотометрически.</p> <p>Состав набора 6x100 мл + 2x3,0 мл стандарт</p> <p>Реагент 1: Фосфатный буфер, ммоль/л 50 Фенол, ммоль/л 5 4-аминоантипирин, ммоль/л 0,3 Холестеринэстераза, Е/л 200 Холестериноксидаза, Е/л 100 Пероксидаза, Е/л 3000</p> <p>Реагент 2: Калибратор, ммоль/л 5,2</p> <p>Аналитические характеристики</p> <p>Набор обеспечивает линейную область определения концентрации холестерина в диапазоне от 1,0 до 19,4 ммоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 0,5 ммоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%.</p>	наб.	5
30.	Набор для определения концентрации общего	Витал, Россия	При гидролизе эфиров холестерина холестеринэстеразой образуется свободный холестерин. Образовавшийся и имеющийся в пробе холестерин окисляется	наб.	5

№ п/п	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во
	холестерина энзиматическим колориметрическим методом.		кислородом воздуха под действием холестеролоксидазы с образованием эквиволярного количества перекиси водорода. Под действием пероксидазы перекись водорода окисляет хромогенные субстраты с образованием окрашенного продукта. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации холестерина в пробе. Состав набора: Буфер 2x250мл, лиофилизат 2фл, калибратор 1x1,5мл Реагент 1- буфер, pH 7,3: Фосфатный буфер, ммоль/л 100 Фенол, ммоль/л 20 Реагент 2- лиофилизат Холестеролэстераза, У/л 400 Холестеролоксидаза, У/л 250 POD, У/л 500 Хромогены, активаторы, стабилизаторы Реагент 3- калибратор Холестерин, ммоль/л 5,17 Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5% Чувствительность: не более 0.3 ммоль/л Коэффициент вариации: не более 5% Время проведения анализа: 5 мин		
31.	Набор для определения глюкозы	Диакон, Россия	Принцип метода Глюкозооксидаза катализирует окисление α-D-глюкозы кислородом воздуха с образованием эквиволярных количеств глюколактона и перекиси водорода. Пероксидаза катализирует окисление хромогенных субстратов перекисью водорода в присутствии фенола с образованием окрашенного соединения, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации глюкозы в пробе и измеряется фотометрически. Состав набора 1x1000 мл+ 1x10 мл стандарт Реагент 1: Калий-фосфатный буфер, ммоль/л pH 7,5 250 Фенол, ммоль/л 5 4-аминоантипирин, ммоль/л 0,5 Глюкозооксидаза, Е/л 10000 Пероксидаза, Е/л 1000 Реагент 2: Калибратор, ммоль/л 5,55 Аналитические характеристики Набор обеспечивает линейную область определения концентрации глюкозы в диапазоне от 1 до 22 ммоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 0,5 ммоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%.	наб.	2
32.	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в биологических жидкостях энзиматическим колориметрическим методом	Витал, Россия	Состав набора: Реагент №1 – буфер, pH 7.5 Конечная концентрация в рабочем реагенте Фосфат, ммоль/л 150 Фенол, ммоль/л 10 Реагент №2 – лиофилизат GOD, У/л 25 000 POD, У/л 1500 Хромогены, стабилизаторы Реагент №3 – калибратор Глюкоза, ммоль/л 10 Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5% Чувствительность: не более 05 моль/л Коэффициент вариации: не более 5% Время проведения анализа: 15 мин	наб.	5
33.	Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации	Ольвекс, Россия	Состав набора: 100 опр Реагент 1. антиСРБ-латекс суспензия (2 мл); Реагент 2. Разбавитель (10 мл); Реагент 3. Положительный контроль (0,1 мл) - ([СРБ] > 6 мг/л); Реагент 4. Отрицательный контроль (0,2 мл) - ([СРБ] < 6 мг/л); Реагент 5. Слабоположительный контроль (0,2 мл) - ([СРБ] ~ 6 мг/л). В состав набора входит также тест-пластины (слайды).	наб.	4
34.	Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови методом латекс-агглютинации	Ольвекс, Россия	Состав набора: 100 опр Реагент 1. антиРФ-латекс суспензия (2 мл); Реагент 2. Разбавитель (10 мл); Реагент 3. Положительный контроль (0,1 мл) - ([РФ] > 8 МЕ/мл); Реагент 4. Отрицательный контроль (0,2 мл) - ([РФ] < 8 МЕ/мл); Реагент 5. Слабоположительный контроль (0,2 мл) - ([РФ] ~ 8 МЕ/мл). В состав набора входит также тест-пластины (слайды).	наб.	3
35.	Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания	Ольвекс, Россия	Состав набора: 100 опр Реагент 1. АСО-латекс суспензия (2 мл); Реагент 2. Разбавитель (10 мл);	наб.	1

№ п/п	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во
	антистрептолизина О в сыворотке крови методом латекс-агглютинации		Реагент 3. Положительный контроль (0,1 мл) - ([АСО] > 200 МЕ/мл); Реагент 4. Отрицательный контроль (0,2 мл) - ([АСО] < 200 МЕ/мл); Реагент 5. Слабоположительный контроль (0,2 мл) - ([АСО] ~ 200 МЕ/мл). В состав набора входит также тест-пластины (слайды).		
36.	Набор реагентов для определения активности альфа-амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче оптимизированным энзиматическим кинетическим методом	Витал, Россия	Состав набора: 2x60мл Реагент №1 – буфер, pH 7.1 Конечная концентрация в рабочем реагенте HEPES, ммоль/л 100 NaCl, ммоль/л 50 MgCl ₂ , ммоль/л 10 Альфа-глюкозидаза, У/л 2500 Реагент №2 – субстрат EPS, ммоль/л 5 реагент 1 - 40 мл, реагент 2 - 10 мл Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5% Чувствительность: не более 40 У/л Коэффициент вариации: не более 5% Время проведения анализа: 3 мин	наб.	4
37.	Набор для определения активности гамма-глутамилтрансферазы оптимизированным кинетическим методом	Витал, Россия	Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5% Чувствительность: не более 6У/л Коэффициент вариации: не более 5% Время проведения анализа: 4 мин	наб.	10
38.	Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в биологических жидкостях энзиматическим колориметрическим методом.	Витал, Россия	Состав набора: реагент 1 - 2x50 мл, реагент 2 - 2 фл с сухим лиофилизатом, реагент 3 - 1.5 мл Реагент №1 – буфер Фосфат, ммоль/л 150 3.5-дифлоро-2-фенолсульфонат, ммоль/л 2,5 Детергенты Реагент №2 – Лиофилизат Уриказы, У/л 300 Аскорбатоксидаза, У/л 250 Пероксидаза, У/л 250 4-аминоантипирин, ммоль/л 0,25 Реагент №3 – калибратор Мочевая кислота, мкмоль/л 357 Альбумин, г/л 50 Стабилизаторы Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5% Чувствительность: не более 40 мкмоль/л Коэффициент вариации: не более 5% Время проведения анализа: 5 мин	наб.	5
39.	Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротенинизации	Витал, Россия	Состав набора: реагент 1 - 96 мл, реагент 2 - 5,6 мл, реагент 3 - 1 мл Реагент №1 Гуанидин гидрохлорид, моль/л 2,5 Nitro-PAPS, ммоль/л 3,6 Детергенты, стабилизаторы Реагент №2 Хелатор, ммоль/л 40 Ацетатный буфер, ммоль/л 30 Реагент №3 – калибратор Железо, мкмоль/л 30 Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5% Чувствительность: не более 5 мкмоль/л Коэффициент вариации: не более 5% Время проведения анализа: 10 мин	наб.	2
40.	Набор реагентов для определения концентрации хлоридов в сыворотке (плазме) крови в моче колориметрическим методом	Витал, Россия	Состав набора: реагент 1- 2x100 мл, реагент 2- 1,5 мл Реагент №1 – монореагент Hg(SCN) ₂ , ммоль/л 2 Fe(NO ₃) ₃ , ммоль/л 30 HNO ₃ , ммоль/л 4 Реагент №2 – калибратор Хлорид-ионы, ммоль/л 100 Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5% Чувствительность: не более 5 ммоль/л Коэффициент вариации: не более 5% Время проведения анализа: 5 мин	наб.	2
41.	Контрольная сыворотка "Норма"	Диасис, Германия	1фл x5 мл Описание TruLab N – лиофилизованный, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или в нормальных пределах, или на границе патологических значений. Хранение Универсальная контрольная сыворотка Trulab N в нераскрытых флаконах	фл.	10

№ п/п	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во																								
			должна храниться при температуре 2–8°C. Стабильность В нераскрытых флаконах универсальная сыворотка TruLab N стабильна до конца срока годности. Стабильность параметров анализов в растворенной сыворотке указана в таблице. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>-20°C*</th> <th>+4°C</th> <th>+25°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Билирубин (при хранении в темноте)</td> <td>14 дней</td> <td>2 дня</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>АЛТ, АСТ</td> <td>–</td> <td>2 дня</td> <td>2 ч</td> </tr> <tr> <td>Креатинкиназа</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>СК-НАС, СК-МВ</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>4 ч</td> </tr> <tr> <td>Другие анализы</td> <td>30 дней</td> <td>7 дней</td> <td>8 ч</td> </tr> </tbody> </table> *Замораживание возможно только один раз.		-20°C*	+4°C	+25°C	Билирубин (при хранении в темноте)	14 дней	2 дня	–	АЛТ, АСТ	–	2 дня	2 ч	Креатинкиназа				СК-НАС, СК-МВ	–	–	4 ч	Другие анализы	30 дней	7 дней	8 ч		
	-20°C*	+4°C	+25°C																										
Билирубин (при хранении в темноте)	14 дней	2 дня	–																										
АЛТ, АСТ	–	2 дня	2 ч																										
Креатинкиназа																													
СК-НАС, СК-МВ	–	–	4 ч																										
Другие анализы	30 дней	7 дней	8 ч																										
42.	Тропонин-I	Ведалаб, Франция	Тип анализа: одностадийная иммунохроматография. Тип образца: сыворотка, плазма (с цитратом или ЭДТА). Набор на 20 определений. Комплектация набора: тест-кассеты в индивидуальной упаковке – 20 шт., одноразовые пластиковые пипетки-капельницы – 20 шт. Захватывающие агенты – поликлональные антитела к тропонину I. Условия хранения 4-30 °С. Требуемое количество образца сыворотки или плазмы – не более 200 мкл. Предварительное разведение образцов – не требуется. Время анализа – не более 20 мин. Учет результатов – визуальный. Внутренний контроль процедуры анализа имеется. Чувствительность – 1 нг/мл	уп.	51																								
43.	Набор реагентов для определения активированного частичного тромбoplastинового времени (АЧТВ)	Ренам, Россия	Принцип метода. Инкубирование плазмы с оптимальным стандартизованным соотношением фосфолипидов и каолина активирует факторы внутреннего пути свертывания. Добавление в систему ионов кальция купирует цитрат плазмы и позволяет получить фибриновый сгусток. В процессе измерения АЧТВ регистрируют время от момента добавления ионов кальция до момента образования сгустка. Состав набора. Коагуло-реагент лиофилизированный (2 мл) - 8 флаконов; 0,025 М раствор кальция хлорида (10 мл) - 2 флакона на 280 опр.) (АЧТВ-реагент 4 мл - 7 фл., СаСl 10 мл - 3 фл.	наб.	17																								
44.	Ренампластин W (ТКС).	Ренам, Россия	Прозрачные стеклянный флаконы с закатанной зеленой пробкой, с готовой к употреблению леофильно высушенной смесью с СаСl2, аттестованной по МИС (1.1 - 1.2) Состав набора: 10фл x 80 опр.	наб.	17																								
45.	Набор для ускоренного качественного и полуколичественного определения ассоциированных с сифилисом реактивных антител в сыворотке крови человека.	ДС, Россия	Выпускается в виде неокрашенной суспензии для проведения реакции микропреципитации на стекле. Время анализа -10 мин. Срок годности – 6 мес.	наб.	5																								
46.	Набор реагентов для количественного определения содержания общего и прямого БИЛИРУБИНА в сыворотке крови	Диакон, Россия	Принцип метода Прямой (конъюгированный) билирубин взаимодействует с диазотированной сульфаниловой кислотой с образованием окрашенного азосоединения, интенсивность окраски которого измеряется фотометрически при длине волны 546 нм. Общий билирубин (прямой и неконъюгированный) в присутствии диазотированного дихлоранилина вступает в реакции азосочетания и образует красный окрашенный комплекс азокрасителя в кислом растворе, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна содержанию билирубина в пробе и измеряется фотометрически при длине волны 546 нм. Состав набора 3x100 мл + 3x3,0 мл + 3x100 мл + 1x1,0 мл стандарт Реагент 1: 2,4-дихлоранилин, ммоль/л 0,75 Соляная кислота, ммоль/л 20 Тезит, г/л 15 Реагент 2: Нитрит натрия, ммоль/л 75 Реагент 3: Сульфаниловая кислота, ммоль/л 29 Соляная кислота, ммоль/л 17 Реагент 4: Калибратор (лиофилизат билирубина, концентрация указана на этикетке флакона), мкмоль/л “а” Аналитические характеристики Набор обеспечивает линейную область определения концентрации билирубина в диапазоне от 4,0 до 510 мкмоль/л общего и до 137 мкмоль/л прямого билирубина, отклонение от линейности не превышает 7%. Чувствительность – не более 3,0 мкмоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 7%.	наб.	3																								
47.	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови унифицированным методом Райтмана-	Витал, Россия	Состав набора: 1000 опр. Реагент №1 – субстратная смесь D, L-аланин, моль/л 0,2 Альфа-кетоглутаровая кислота, ммоль/л 2 Фосфатный буфер, рН 7,4, моль/л 0,1	наб.	2																								

№ п/п	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во
	Френкеля		Реагент №2 – раствор 2.4-ДНФГ ммоль/л 1,0 Реагент №3 – калибратор Пируват натрия, ммоль/л 1,0 Реагент №4 – натрий едкий NaOH ммоль/л 4,0 Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 10% Чувствительность: не более 0,05 ммоль/л Коэффициент вариации: не более 10% Время проведения анализа: 60 мин		
48.	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом	Витал, Россия	Состав набора: 2x50мл Реагент №1 – буфер, pH 7,5 TRIS буфер, ммоль/л 50 4-хлорфенол, ммоль/л 4 Mg2, ммоль/л 1 Детергенты, активаторы, стабилизаторы Реагент №2 – лиофилизат АФТ, ммоль/л 2 Пероксидаза, U/л 5000 Липаза, U/л 150 Глицерокиназа, U/л 1200 Глицерофосфатоксидаза, U/л 4000 4-аминоантипирин, ммоль/л 0,4 Детергенты, активаторы, стабилизаторы Реагент №3 – калибратор Триглицериды, ммоль/л 2,85 Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5% Чувствительность: не более 0,25 ммоль/л Коэффициент вариации: не более 5% Время проведения анализа: 10 мин	наб.	5
49.	Набор реагентов для определения концентрации липопротеидов высокой плотности в сыворотке и плазме крови методом селективной преципитации	Витал, Россия	Состав набора: 2x50мл Реагент №1 – осаждающий реагент Фосфорновольфрамовая кислота, ммоль/л 0,55 Магния хлорид, ммоль/л 25 Реагент №2 – калибратор Холестерин, ммоль/л 1,29 Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5% Чувствительность: не более 0,15 ммоль/л Коэффициент вариации: не более 5% Время проведения анализа: 25-30 мин	наб.	3
50.	Набор для определения общей активности креатинкиназы оптимизированным кинетическим методом	Витал, Россия	Состав набора: 5x10мл Реагент №1 – буфер, pH 6,7 Реагент №2 – лиофилизат Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5% Чувствительность: не более 20 U/л Коэффициент вариации: не более 5% Время проведения анализа: 3-6 мин	наб.	2
51.	Набор для определения активности лактатдегидрогеназы оптимизированным кинетическим UV методом	Витал, Россия	Состав набора: Реагент №1 – буфер, pH 7,5 Реагент №2 – лиофилизат Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5% Чувствительность: не более 100 U/л Коэффициент вариации: не более 5% Время проведения анализа: 4 мин	наб.	5
52.	Набор для определения активности МВ изозима креатинкиназы высокочувствительным кинетическим иммунологическим методом	Витал, Россия	Состав набора: Реагент №1 – буфер, pH 6,7 Реагент №2 – лиофилизат Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5% Чувствительность: не более 4,5 U/л Коэффициент вариации: не более 5% Время проведения анализа: 3-6 мин	наб.	1
53.	Раствор	Диакон, Россия	Контрольный раствор 3x25мл для анализатора Super GL	уп.	1
54.	Раствор	Диакон, Россия	Калибровочный раствор. 100мл - реагент 2. Для анализатора Super GL	уп.	2
55.	Набор для определения щелочной фосфатазы	Витал, Россия	Состав: реагент 1 - 200 мл, реагент 2 - 50 мл	наб.	4
56.	Цоликлоны Анти-А	Медиклон, Россия	Флакон-капельница матового цвета, объемом – 10 мл.	мл	100
57.	Цоликлоны Анти-В	Медиклон, Россия	Флакон-капельница матового цвета, объемом – 10 мл.	мл	100
58.	Цоликлоны Анти-Дсупер	Медиклон, Россия	Флакон-капельница матового цвета, объемом – 10 мл.	мл	100

№ п/п	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во
59.	Латексный агглютинационный тест на Д-Димер полный н-р, полуколичественный.	Тринити, Ирландия	80 анализов СОСТАВ НАБОРА 1. Латексный реагент (1×1,7 мл) Суспензия латексных частиц, покрытых моноклональными антителами 8D3 к Д-димеру фибрина, в HEPES-буфере, рН=8,2, азид натрия 0,02%. 2. Буферный раствор (2×8 мл) Забуференный физраствор, рН=7,3, азид натрия 0,02%. 3. Положительный контроль (1×0,2 мл) Лиофилизированная плазма человека, обогащенная Д-димером фибрина. 4. Отрицательный контроль (1×0,2 мл) Лиофилизированная плазма человека. 5. Палочки для перемешивания 50 палочек для перемешивания. 6. Тестовые слайды 16 тестовых слайдов, по 6 тестовых ячеек на каждом.	наб.	13
60.	ВИЧ1/ВИЧ2	ACON, Китай	50 опр. Метод – иммунохроматография. Набор для определения ВИЧ.	шт	1
61.	Гепатит С	ACON, Китай	50 опр. Метод – иммунохроматография. Набор для определения гепатита С	наб.	1
62.	Гепатит В	ACON, Китай	50 опр. Метод – иммунохроматография. Набор для определения гепатита В	наб.	1
63.	Сенсор глюкозы и лактата 10000	Др.Мюллер, Германия	Матовая пластиковая емкость с жидкостью. 6000 опр. 2 мес.эксплуат.	шт	2
64.	Серная кислота	Мосреактив, Россия	Жидкость прозрачного цвета, квалификация - хч 1л-1.8кг	кг	18

Особые условия: При поставке на каждую партию товара: предоставление копии сертификата соответствия (Постановление Правительства № 1013 от 13.08.1997 г.) или декларации о соответствии (Постановление Правительства РФ № 766 от 07.07.1999г.). При заключении муниципального контракта: предоставление копии регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР РФ № 735 от 30.10.2006 г.).

В аукционе принимали участие следующие участники:

№ п/п	Наименование участника аукциона, почтовый адрес
1	Общество с ограниченной ответственностью "Логия" 600022, Владимирская область, Владимир, пр-т Ленина 44
2	ООО "Лабмед" 600022, Владимирская область, г.Владимир пр-т Ленина, д.44
3	Закрытое Акционерное Общество "НПВЛ ЛИАНА" 600000, Владимирская область, город Владимир, улица Большая Московская, 57.
4	ООО "Фармхимсервис" 600007, Владимирская область, г.Владимир, ул.16лет Октября, д.2-а

По результатам проведения аукциона:

- последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **ООО "Лабмед"** (победитель аукциона) и составило **839 890** руб.;
- предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **ООО "Фармхимсервис"** и составило **839 891** руб.

от Уполномоченного органа

от Заказчика

от Оператора электронной торговой площадки
Председатель ГСУ «Фонд государственного имущества
Владимирской области»

Соловьев Ю.А.