

## Техническая характеристика №1

### Система VAPR для артроскопических вмешательств или эквивалент

<p>Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара</p>	<p><b>На передней панели генератора расположены:</b> выключатель, разъем для подсоединения ножной педали, разъем для подсоединения рукоятки, 16-знаковый дисплей, контрольная панель (регулировка повышения/понижения мощности и температуры в различных режимах), переключатель функции активации ножной педали, индикатор неисправности. На задней панели Генератора находятся: вход для переменного тока, тепловой радиатор, вход для стабилизатора напряжения.</p> <p>Рукоятка представляет собой монолитную конструкцию, состоящую из собственно рукоятки, соединительного кабеля и вилки соединения. Рукоятка подсоединяется к Генератору. Рукоятка используется для присоединения к ней насадок - электродов. Рукоятка многоразового использования, изготовлена из пластика.</p> <p>Педаль ножная представляет собой двухпедальный ножной переключатель. Педаль подсоединяется к Генератору при помощи кабеля и имеет две педали активизации - синего и желтого цвета. Нажатие желтой педали активизирует режим вапоризации и смешанной вапоризации. Нажатие голубой педали активизирует режим коагуляции или термической модификации ткани.</p>
---	---